

Ergebnisprotokoll / Worksheet

Mikrotestkammern (60) mit vorgetropften HLA-AB-Antisera und Kontrollen (human oder monoklonal) zur Typisierung eines Probanden

Microtest tray (60) with prealiquoted HLA-AB anti sera and controls (human or monoclonal) for typing one specimen

Proben Nr./Sample I.D.: Testdatum/Test Date:

Name/Name: Untersucher/Tech:

Vorname/First Name: Vitalität/Viability %:

Geb.-Datum/Birth date:

A _____ A _____ B _____ B _____
Bw _____ Bw _____

REF 7042

CE 0123

LOT 015T0040

IVD

2016-03



≤ -20°C

Kaninchenkomplement:
Rabbit Complement:

LOT 014K0051

2016-03

	Pos. Well	Serum LOT	Anti-HLA	Reaktion Reaction	Pos. Well	Serum LOT	Anti-HLA	Reaktion Reaction
HISTO TRAY AB 120 / 1	1A	111 H 0150	pos. Control		6F	105 P 1460	A 29	
	1B	112 H 0250	neg. Control		6E	108 P 0370	A 30 (e:unspec.)	
	1C	109 H 0010	A 1		6D	304 H 0010	A 30 s.t.wk	
	1D	109 H 0630	A 1		6C	204 H 0290	A 3002 (m:A30-B13)	
	1E	107 H 0650	A 1+36+80		6B	404 H 0060	A 30+31(33)	
	1F	110 H 0070	A 2		6A	110 H 0600	A 30+31	
	2F	110 P 0060	A 2		7A	304 H 0080	A 32	
	2E	105 P 0430	A 2+69		7B	304 H 0310	A 32+25	
	2D	304 H 0250	A 3		7C	105 P 0180	A 32 (25)	
	2C	306 H 0390	A 3		7D	403 H 1050	A 32+74+1+3+11+36	
	2B	109 P 0220	A 3 (11)		7E	110 H 0610	A 33	
	2A	109 H 0110	A 23		7F	106 H 0410	A 33+31 (29,34)	
	3A	109 H 0120	A 23		8F	110 H 0580	A 33+34	
	3B	403 H 1040	A 9 [23+24]+80 (B76)		8E	203 H 1840	B 51	
	3C	208 H 0160	A 24+2403		8D	108 H 0380	B 51	
	3D	111 H 0190	A 24+2403 st.wk		8C	107 H 0620	B 5 [51+52]	
	3E	110 H 0210	A 25		8B	303 H 1220	B 5 [51+52]+53+77	
	3F	110 H 0260	A 25		8A	106 H 0580	B 7 (81)	
	4F	106 H 0780	A 10[25+26+66+34]+43		9A	105 P 0040	B 7 (42)	
	4E	104 H 1340	A 26+66		9B	105 H 0820	B 7+27+42+81+73 (60)	
	4D	105 P 0350	A 26		9C	111 H 0030	B 8	
	4C	204 H 1700	A 34		9D	106 H 0550	B 8+59	
	4B	203 H 1500	A 11		9E	106 H 0530	B 8+14+39	
	4A	109 H 0230	A 11		9F	110 H 0470	B 44	
	5A	304 P 0870	A 28[68+69]		10F	110 P 0250	B 44	
	5B	107 P 0410	A 28[68+69]		10E	105 H 0970	B 12 [44+45]	
	5C	94 P 407	A 28[68+69] (33,34,66)		10D	110 H 0360	B 12 [44+45]	
	5D	404 H 0730	A 68+34+66 (25,33,11)		10C	94 P 411	B 45+76+82	
	5E	109 H 0590	A 29		10B	105 H 0020	B 13	
	5F	112 H 0230	A 29		10A	105 H 0030	B 13	

