

DE

Gebrauchsinformation

Happy Taq

REF 70976

Inhalt: 50 µl Taq Polymerase, gebrauchsfertig
250 units (5 units/µl)

Spezifikation: Rekombinantes Enzym
Thermostabile 5' → 3' DNA-Polymerase
5' → 3' Exonuclease Aktivität
Keine 3' → 5' Exonuclease Aktivität
Enzym fügt Nukleotide (fast ausschließlich Adenosin) an das 3'-Ende der DNA

Lagerung: ≤ -20°C

Verwendung: Für den Einsatz mit HISTO TYPE Kits und BAGene Kits der BAG Health Care GmbH. Für die Testdurchführung und weitere Informationen siehe Gebrauchsinformationen für die HISTO TYPE SSP Kits und die BAGene SSP Kits.

Erklärung der Symbole auf den Etiketten			
	Lagertemperatur		In-vitro-Diagnostikum
	Verwendbar bis		Bestell-Nr.
	Lot-Nr.		Gebrauchsfertig
		Gebrauchsinformation beachten	
		Taq-Polymerase	

Version: 2/2015 / Stand: 2015-03

EN

Instructions for use

Happy Taq

REF 70976

Content: 50 µl Taq Polymerase, ready to use
250 units (5 units/µl)

Specification: Recombinant enzyme
Thermostable 5' → 3' DNA polymerase
5' → 3' exonuclease activity
No 3' → 5' exonuclease activity
Enzyme adds nucleotides at the 3'-end of the DNA (almost exclusively adenosine)

Storage: ≤ -20°C

Application: For use with HISTO TYPE kits and BAGene kits of BAG Health Care GmbH. For test procedure and further information see instructions for use for HISTO TYPE SSP kits and BAGene SSP kits.

Explanation of symbols used on labelling			
	Storage temperature		For in vitro diagnostic use
	Use by		Catalogue number
	Batch code		Ready to use
		Consult instructions for use	
		Taq-Polymerase	

Version: 2/2015 / Issue: 2015-03

IT

Istruzioni d'uso

Happy Taq

REF 70976

Contenuto: 50 µl Taq Polimerasi, pronta all'uso
250 unità (5 unità/µl)

Specifiche: Enzima ricombinante
Termostabile 5' → 3' DNA polimerasi
Attività 5' → 3' esonucleasica
No attività 3' → 5' esonucleasica
L'enzima aggiunge nucleotidi all' estremità 3' del DNA (quasi esclusivamente adenosina)

Conservazione: ≤ -20°C

Applicazioni: Per l'uso con i kit HISTO TYPE e BAGene SSP della BAG Health Care GmbH. Per la procedura del test e ulteriori informazioni, vedere istruzioni d'uso per i kit di HISTO TYPE SSP e BAGene SSP.

Spiegazione dei simboli presenti sulle etichette			
	Temperatura di conservazione		Per uso diagnostico in vitro
	Utilizzare fino a		Codice prodotto
	Codice lotto		Pronto per l'uso
		Consultare le istruzioni d'uso	
		Taq-Polimerasi	

Versione: 2/2015 / Data di rilascio: 2015-03